



# 台茶生化科技檢驗股份有限公司

TAIWAN TEA BIO-TECHNOLOGY TESTING CO.,LTD

電子信箱:TTB0492636538@gmail.com 公司地址:南投縣竹山鎮集山路三段82號

TEL:+886(49)263-6538

FAX:+886(49)263-6373

## 茶葉委託測試申請書

台茶編號:\_\_\_\_\_

收樣時間:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_時\_\_\_\_分

聯絡人:\_\_\_\_\_委託人:\_\_\_\_\_

行動電話:\_\_\_\_\_樣品名稱:\_\_\_\_\_

電話:\_\_\_\_\_樣品型號:\_\_\_\_\_

傳真:\_\_\_\_\_樣品供應者:\_\_\_\_\_

電子信箱:\_\_\_\_\_

地址:\_\_\_\_\_

### 委託測試項目: 茶葉營養成份分析檢測

委託測試時間等級:

5大類 標準件 7工作天 NT 5000元  
快件 5工作天 NT 7500元

7大類 標準件 7工作天 NT 10000元  
快件 5工作天 NT 15000元

工作天: 國定假日除外之上班日

追加樣品件數 \_\_\_\_\_ 包 × 100元 = \_\_\_\_\_ 元

申請報告書副本 \_\_\_\_\_ 份 × 500元 = \_\_\_\_\_ 元

申請英文報告書 \_\_\_\_\_ 份 × 500元 = \_\_\_\_\_ 元

A3護貝裝報告書副本 \_\_\_\_\_ 張 × 200元 = \_\_\_\_\_ 元

### 名片型刀模貼紙:

1. 雙標2模 + 亮膜貼紙(超黏白底) \_\_\_\_\_ 套(1000張 × 2) × 1600元 = \_\_\_\_\_ 元

2. 雙標4模 + 亮膜貼紙(超黏白底) \_\_\_\_\_ 套(1000張 × 4) × 2200元 = \_\_\_\_\_ 元

3. 單標4模 + 亮膜貼紙(超黏白底) \_\_\_\_\_ 套(1000張 × 4) × 2200元 = \_\_\_\_\_ 元

### 費用支付方式:

現金  多次會員卡  \_\_\_\_\_

電匯  轉帳 註: 電匯、轉帳方式時, 請檢附憑證

### 收樣方式:

親自送達  物流送達  \_\_\_\_\_

派員送達  派員收件

寄送電子信箱: \_\_\_\_\_  同上  自取 \_\_\_\_\_ 簽收

測試報告寄送地址: \_\_\_\_\_  同上 收件人: \_\_\_\_\_  同委託人

本公司將於\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_時以前以電子報告書寄送至您的電子信箱,並依您指定的國內地址將正式檢驗報告書以及委託之茶樣2包(每包各50公克),於\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日以掛號寄出。

發票抬頭: \_\_\_\_\_ 統一編號: \_\_\_\_\_

發票地址: \_\_\_\_\_ 發票號碼: \_\_\_\_\_

寄送地址: \_\_\_\_\_  同上

約定事項: \_\_\_\_\_ 收件人: \_\_\_\_\_  同上

1. 本委託書、委託樣品、檢驗費用共三項內容齊備後為完成收件。

收件時間認定以委託書上所載為準,並在完成收件手續後之次一工作日開始計時。

委託測試時間等級,以電子報告書送出之時間認定為完成委託之第一時間。

2. 費用支付若以轉帳、電匯方式者,請於完成轉帳或電匯手續後傳真:+886(49)263-6373 提供轉帳憑據,

檢測費用請先匯入:合作金庫(006)竹山分行 帳號:0251717030616 戶名:台茶生化科技檢驗股份有限公司

3. 送檢樣品數量每件300公克(半台斤),欲增加樣品件數者,請提供足量之茶樣。

4. 委託人如需英文報告書,請於委託時一併填寫英文相關資料。

5. 除寄還之2包茶樣(每包各50公克),其餘樣品由本公司全權處理,不負保管及退還之責任。

6. 檢驗方法依本公司所訂方法進行,委託人若有特殊要求,得以另議,並需登入委託書內為憑。

7. 本項服務不適用於與本公司之「合作之會員」或「專案合作客戶」時間升級或累計贈送業務。

委託人簽章 \_\_\_\_\_

### 雙標亮膜貼紙(高黏白底) 標示內容:

品名: \_\_\_\_\_  茶葉

成份: \_\_\_\_\_  天然茶葉

製造日期: \_\_\_\_\_  標於包裝上

保存日期: \_\_\_\_\_  二年

保存方式: \_\_\_\_\_

請勿置放於高溫、潮溼、日光直射之處所

廠商名稱: \_\_\_\_\_  同委託人

電話: \_\_\_\_\_  同上

地址: \_\_\_\_\_  同上

原產地: \_\_\_\_\_

重量: \_\_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_ %

### 亮膜貼紙 圖示:



1. 雙標2模



2. 雙標4模

3. 單標4模